



Organisme belge d'Accréditation
Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
Belgian Accreditation Body

EA MLA Signatory

Annexe au certificat d'accréditation
Bijlage bij accreditatiecertificaat
Annex to the accreditation certificate
Beilage zur Akkreditierungszertifikat

680-MED

EN ISO 15189:2022

Version / Versie / Version / Fassung	5
Validité / Geldigheidsperiode / Validity / Gültigkeitsdauer	2025-06-05 - 2029-06-02

Maureen Logghe

La Présidente du Bureau d'Accréditation
Voorzitster van het Accreditatiebureau
Chair of the Accreditation Board
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro

L'accréditation est délivrée à / De accreditatie werd uitgereikt aan
The accreditation is granted to / Die akkreditierung wurde erteilt für:

**LES CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA BASILIQUE,
DE BRAINE-L'ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL,
LAMBERMONT, DU CHIREC ASBL
CHIREC ASBL
Boulevard du Triomphe 201
1160 Bruxelles**

Numéro d'entreprise / Ondernemingsnummer / Enterprise number / Unternehmensnummer:
472.937.059

Sites d'activités / Activiteitencentra / Sites of activities / Standorte mit aktivitäten:

Site Delta - Laboratoire de Biologie Clinique	Boulevard du Triomphe 201 1160 Bruxelles
---	---

Code d'analyse (référence de la procédure d'analyse interne, le cas échéant) ou autre identifiant unique pour l'activité	Échantillon primaire / Type d'échantillon	Caractéristique mesurée/ Paramètre mesuré	Méthode d'analyse / Principe d'analyse ou de mesure inclus l'équipement et/ou le kit utilisé
SCOPE FIXE: site Delta			
Chimie clinique			
Biochimie			
Tests non moléculaires			
URI	Serum	Acide urique	Cobas 8000/Roche - uricase, colorimétrie
GP	Serum	ALAT	Cobas 8000/Roche- UV sans P5P, 37°C
GO	Serum	ASAT	Cobas 8000/Roche- UV sans P5P, 37°C
CHOL	Serum	Cholesterol	Cobas 8000/Roche- / cholestérol-oxidase, estérase, peroxidase
CREA	Serum	Créatinine	Cobas 8000/Roche- / alkaline-picrate-kinetic rate blanked
CRP	Serum	CRP	Cobas 8000/Roche- / immunoturbidimétrie

FERR	Serum	Ferritine	Cobas 8000/Roche- / chemiluminescence
AMY	Serum	Amylase	Cobas 8000/Roche- / Test colorimétrique enzymatique
BID	Serum	Bilirubine Directe	Cobas 8000/Roche- / Test colorimétrique
BIT	Serum	Bilirubine totale	Cobas 8000/Roche- / Test colorimétrique
CAB	Serum	Calcium	Cobas 8000/Roche- / BAPTA, colorimétrique
CL	Serum	Chlore	Cobas 8000/Roche- / Méthode indirecte
FE	Serum	Fer	Cobas 8000/Roche- / Test colorimétrique

K	Serum	Potassium	Cobas 8000/Roche- / méthode indirecte
LDH	Serum	LDH	Cobas 8000/Roche- / Test UV
LIPA	Serum	Lipase	Cobas 8000/Roche- / Test colorimétrique enzymatique
PROTEB	Serum	Protéines	Cobas 8000/Roche- / Test colorimétrique
URE	Serum	Urée	Cobas 8000/Roche- / Test cinétique utilisant l'uréase et la glutamate déshydrogénase

TRANB	Serum	Transferrine	Cobas 8000/Roche- / Immunoturbidimétrie
MGB	Serum	Magnésium	Cobas 8000/Roche- / Test colorimétrique.
NA	Serum	Sodium	Cobas 8000/Roche- / méthode indirecte
PBI	Serum	Phosphore	Cobas 8000/Roche- / Molybdate UV
GGT	Serum	Gamma GT	Cobas 8000/Roche- /G-glutamyl-carboxy-nitroanilide

GLY	Plasma	Glycémie	Cobas 8000/Roche- / hexokinase
HDL	Serum	HDL cholestérol	Cobas 8000/Roche- / mesure directe-PEG
PAN	Serum	Phosphatases alcalines	Cobas 8000/Roche- / PNPP-Tampon AMP
T4L	Serum	T4 libre	Cobas 8000/Roche- / electrochemiluminescence
TRIG	Serum	Triglycérides	Cobas 8000/Roche- / enzymatique point final
TSH	Serum	TSH	Cobas 8000/Roche- / electrochemiluminescence

O2	Serum	Oestradiol	Cobas 8000/Roche- / Principe de compétition
FOL	Serum	Folate	Cobas 8000/Roche- / Principe de compétition
FSH	Serum	Folicle stimulating hormone	Cobas 8000/Roche- / Méthode « sandwich »
HCG	Serum	HCG	Cobas 8000/Roche- / Méthode « sandwich »
LH	Serum	Luteinizing hormone	Cobas 8000/Roche- / Méthode « sandwich »
PROG	Serum	Progestérone	Cobas 8000/Roche- / Principe de compétition
TROPHS	Serum	Troponine	Cobas 8000/Roche- / Méthode « sandwich »
B12	Serum	Vitamine B12	Cobas 8000/Roche- / Principe de compétition
VITD	Serum	Vitamine D	Cobas 8000/Roche- / Principe de compétition
PTH	Serum	Parathormone	Cobas 8000/Roche- / Principe de compétition

TESTOB	Serum	Testostérone	Cobas 8000/Roche- / electrochemiluminescence
T3LB	Serum	Triiodothyroxine libre III	Cobas 8000/Roche- / electrochemiluminescence
AFP	Serum	Alpha foeto protéine	Cobas 8000/Roche- / electrochemiluminescence
HCV	Serum	Hépatite C	Cobas 8000/Roche- / Méthode « sandwich »
HIV	Serum	HIV	Cobas 8000/Roche- / Méthode « sandwich »
AGHBS ACHBS ACHBC	Serum	Hépatite B	Cobas 8000/Roche- / Méthode « sandwich »
KET	Urine	Acétone	Cobas 6500 /Roche- photométrie

GLU	Urine	Glucose	Cobas 6500 /Roche- photométrie
NIT	Urine	Nitrite	Cobas 6500 /Roche- photométrie
RPH	Urine	pH	Cobas 6500 /Roche- photométrie
BACR	Urine	Bactéries	Cobas 6500 /Roche- microscopie
SECR	Urine	Cellules épithéliales	Cobas 6500 /Roche- microscopie
NEC	Urine	Cellules rénales	Cobas 6500 / Roche-microscopie
CRY	Urine	Cristaux	Cobas 6500 /Roche- microscopie
HYA	Urine	Cylindres hyalins	Cobas 6500 /Roche- microscopie
PAT	Urine	Cylindres pathogènes	Cobas 6500 /Roche- microscopie
YEA	Urine	Levures	Cobas 6500 /Roche- microscopie

Electrophorèse			
HBGL/ HBA1	Sérum	HBA1C	Capillarys 3 / Electrophorèse
EPRO	Sérum	Albumine	Capillarys 3 / Electrophorèse
EPRO	Sérum	Alpha 1 globuline	Capillarys 3 / Electrophorèse
EPRO	Sérum	Alpha 2 globuline	Capillarys 3 / Electrophorèse
EPRO	Sérum	Bêta 1 globuline	Capillarys 3 / Electrophorèse
EPRO	Sérum	Bêta 2 globuline	Capillarys 3 / Electrophorèse
EPRO	Sérum	Gamma globuline	Capillarys 3 / Electrophorèse
Hématologie			
Hématologie cellulaire			
GB	Plasma EDTA	Globules Blancs	DXH 900 /Beckman Coulter- volumétrie
GR	Plasma EDTA	Globules Rouges	DXH 900 /Beckman Coulter- volumétrie
HC	Plasma EDTA	Hématocrite	DXH 900 /Beckman Coulter- calcul
HB	Plasma EDTA	Hémoglobine	DXH 900/Beckman Coulter- photométrie
MCH	Plasma EDTA	MCH	DXH 900/Beckman Coulter-calcul

MCHC	Plasma EDTA	MCHC	DXH 900/Beckman Coulter-calcul
MCV	Plasma EDTA	MCV	DXH 900/Beckman Coulter-volumétrie
PLAQ	Plasma EDTA	Plaquettes	DXH 900/Beckman Coulter-volumétrie
HS3VAS	Plasma EDTA	lympho CD3	Dx-Flex - cytométrie de flux
HS4VAS	Plasma EDTA	lympho CD4	Dx-Flex - cytométrie de flux
HS8VAS	Plasma EDTA	lympho CD8	Dx-Flex - cytométrie de flux
HS19VAS	Plasma EDTA	lympho B	Dx-Flex - cytométrie de flux
HS1656VAS	Plasma EDTA	lympho NK	Dx-Flex - cytométrie de flux

Microbiologie			
Bactériologie			
Tests moléculaires			
PGONO/ PCHLA/ PTV/ PMG	Urines premier jet Frottis urétraux Frottis endocevicux Autres	Produit d'amplification C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium et T. vaginalis	RT-PCR/ Seegene Kit Allplex CT/NG/MG/TV assay
Virologie			
Tests moléculaires			
COROV / COROD / COROZ / COROP / COROVG	Frottis naso- pharyngés Frottis narine - gorge LBA	Produit d'amplification du SARS-COV-2 Coronavirus	RT-PCR / Seegne /kits Allplex SarsCov2 assay
COROR / COROVU	Frottis naso- pharyngés Frottis narine - gorge LBA	Produit d'amplification du SARS-COV-2 Coronavirus	Cobas Liat Kit Cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B
COROR / COROVU	Frottis naso- pharyngés Frottis narine - gorge LBA	Produit d'amplification du SARS-COV-2 Coronavirus	Cobas Liat Kit Cobas SARS-CoV-2
PINFA / PINFB	Frottis naso- pharyngés Frottis narine - gorge LBA	Produit d'amplification Influenza A et B	Cobas Liat Kit Cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B
PHPVU	Frottis cervico- vaginal	Détection HPV (papillomavirus humain)	Dépistage par biologie moléculaire (Alleplex HPV HR, Seegene)